

schülke žaizdų priežiūros kempinėlės

Greitas ir veiksmingas žaizdų valymas



Saugome gyvybes
visame pasaulyje

Žaizdos valymas yra pagrindinė žaizdų priežiūros dalis, nes tik švari žaizda gali optimaliai gyti!

Įprastinis žaizdų išvalymas kaskart keičiant tvarsčius gali daugiau pakenkti nei padėti, nes žaizdos dugno granuliacinio audinio mechaninis šveitimas gali sutrikdyti lengvai pažeidžiamų audinių augimą ir pažeisti naujus kapiliarus. Norint sukurti palankiausią žaizdos dugno aplinką gyti, gydymą reikia pritaikyti pagal žaizdos būklę. Nuo to priklauso, kurią iš trijų **schülke** žaizdų priežiūros kempinėlių rūšių pasirinkti.

Schülke žaizdų kempinėlės pagamintos iš elastingo putų poliuretano (PUR), kuris beveik visiškai pralaidus orui ir skysčiams, primenantis trimatį sieta. Skirtingai nuo „viskas viename“ produktų, **schülke** žaizdų kempinėlę galima pasirinkti pagal paciento žaizdos tipą, skausmo lygį ir priimtumą.

Produkto savybės

schülke žaizdų priežiūros kempinėlės skiriasi savo tekstūra ir laidumu skysčiams.



Baltos spalvos žaizdų priežiūros kempinėlė: smulkių porų, lygaus paviršiaus struktūra;

- iš dalies laidus skysčiams, todėl sugeria eksudatą ir leidžia valyti ar drėkinti žaizdą, naudojant žaizdų plovimo tirpalą;
- minkšta žaizdų priežiūros kempinėlė skirta švelniai išvalyti žaizdai;
- idealiai tinka minkštiems žaizdą dengiantiems audiniams šalinti.



Mėlynos spalvos žaizdų priežiūros kempinėlė: vidutinių porų tekstūra su šiurkščia tinklelio struktūra;

- vidutiniškai laidus skysčiams, todėl būdingas vidutinio stiprumo mechaninis poveikis;
- sudrėkinta tampa minkštesnė;
- idealiai tinka kietiems žaizdą dengiantiems audiniams šalinti.



Raudonos spalvos žaizdų priežiūros kempinėlė: stambių porų tekstūra, šiurkšti paviršiaus struktūra;

- itin laidus skysčiams; stiprus mechaninis poveikis;
- gali sugerti didelį kiekį detrito;
- idealiai tinka gilioms žaizdoms valyti ir itin patvariems, kietiems, tvirtiems odą dengiantiems audiniams ir (arba) nekrotinėms masėms šalinti.

Tinkamos **schülke** žaizdų priežiūros kempinėlės pasirinkimas

Žaizdą dengiančių audinių tipas ir dydis	didelis	vidutinis	mažas
tvirti	●	● / ●	● / ●
kieti	● / ●	● / ●	● / ●
lygūs	●	● / ○	○

Priklausomai nuo žaizdos būklės, norint pasiekti geriausių valymo rezultatus, galima naudoti skirtingų rūšių **schülke** žaizdų priežiūros kempinėles.



Žaizdą dengiančius audinius galima pašalinti dar švelniau, kai **schülke** žaizdų priežiūros kempinėlės naudojamos kartu su **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalu, skirtu mechaniškai išvalyti žaizdai.



paprastas ir higieniškas naudojimas



nėra toksiškų ar alergizuojančių komponentų, be silikono ir latekso



į žaizdą nepatenka jokių sudedamųjų dalių

Veiksmingos gydant:

- ✓ ūmias žaizdas;
- ✓ lėtines žaizdas;
- ✓ pooperacines žaizdas;
- ✓ didelio ploto odos nudegimus;
- ✓ prižiūrint pleiskanojančių, audiniais pasidengusių žaizdų vietas;
- ✓ **patarimas:** idealiai tinka ir pedikiūrai atlikti.

Norint apsaugoti tik iš dalies pasidengusių žaizdų granuliacinį audinį, reikia tinkamai valyti tik pasidengusias žaizdų vietas, naudojant **schülke** žaizdų priežiūros kempinėles ir kitas priemones. Ypatingą dėmesį reikia skirti žaizdų kraštams ir naujai susidariusiam granuliaciniam audiniui.

Praktinė patirtis – atvejo analizė

Žaizdos dugno paruošimas skeltos odos lopo transplantacijai

Pacientas: 64 metų vyras.

Klinikinis vaizdas: po trombozės atsiradusi opa su šiek tiek šerpetojančiais fibrino siūlais.

Anamnezė: (skausmingas) chirurginis žaizdos valymas aštriu šaukštu pagal Volkmaną.

Produktai: **schülke** žaizdų priežiūros kempinėlės ir **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalas.

Žaizdos valymo procedūros trukmė: 2 minutės.

Rezultatai: nepaisant didelio paciento jautrumo skausmui, jis gerai toleravo mechaninį žaizdos valymą. Žaizdos dugnas tapo švarus ir buvo galima transplantuoti be anestezinio žaizdos paviršiaus paruošimo ambulatorinėmis sąlygomis. Atplaišos ir fibrinas gerai prilipo prie **schülke** žaizdų priežiūros kempinėlių ir, taikant šį metodą, buvo išsaugoti gyvybiškai svarbūs audiniai.

Prieš procedūrą



Po procedūros



Šaltinis: Assadian et al., JWC 25(3), 51-528, 2016



Kitas svarbus **schülke** žaizdų priežiūros kempinėlių privalumas, palyginti su aštriu šaukštu ar skalpeliu, yra psichologiškai pagrįstas: patirtis parodė, kad pacientas mano, jog skausmas yra šiek tiek mažesnis, kai mato tik kempinėlę.



schülke žaizdų priežiūros kempinėlės

Poliuretano kempinėlės (6,25×4,0×2,0 cm), skirtos žaizdoms valyti mechaniniu būdu ir žaizdų gijimui palaikyti

- neskausmingai pašalinti fibriną, atplaišas, bioplėvelę ir nekrozinis audinius;
- stimuliuoja vietinę kraujotaką ir skatina naujo granuliacinio audinio formavimąsi žaizdos srityje;
- minkština sukiėtėjusias ar audiniais pasidengusias žaizdas;
- galima naudoti kartu su **octenilin®** žaizdų plovimo tirpalu;
- skirtingų rūšių kempinėlės, tinkančios skirtingų būklių žaizdoms;
- vienkartinės ir sterilios;
- galima naudoti visus šešis vienos kempinėlės paviršius (iš viso 91 cm²);
- galima įsigyti dviejų variantų: supakuotas po 3 kempinėles (mėlynos, raudonos ir baltos spalvų) arba atskirai (tik mėlynos spalvos).



schülke žaizdų priežiūros kempinėlės (mėlynos, raudonos ir baltos spalvos), supakuotos po 3 vnt. kiekvienoje pakuotėje (4 pakuotės), ir **schülke** žaizdų priežiūros kempinėlės (mėlynos spalvos), supakuotos po 10 vnt. kiekvienoje pakuotėje.



Sprendimą dėl tinkamiausios **schülke** žaizdų priežiūros kempinėlės priima gydytojas arba medicinos ir (arba) slaugos personalas, atsižvelgdamas į konkretaus paciento poreikius.

octenilin® žaizdų plovimo tirpalas

Oktenidino sudėtyje turintis žaizdų plovimo tirpalas lėtinėms žaizdoms valyti ir drėkinti

- puikiai valo net sunkiai pasiekiamus paviršius, pvz., įtrūkimus ir žaizdų ertmes;
- skirtas švelniai pašalinti ant žaizdos susiformavusioms plutelėms, sudarytoms iš nekrozinų audinių, patogenų, bioplėvelės ir fibrino;
- drėkinti žaizdai ir švelniai nuimti sunkiai nuimamiems, prilipusiems tvarščiams;
- puikiai suderintas su audiniais,
- tinkamas visiems žaizdų tipams;
- greitai pašalina nemalonų žaizdų kvapą;
- tinka pakartotiniam ir ilgalaikiam naudojimui;
- skirtas naudoti kartu su neigiamo slėgio žaizdų terapija (NPWTi);
- nesukeliantis skausmo, bespalvis;
- sterilus ir stabilus 8 savaites po pirmojo atidarymo;
- sudėtyje yra oktenidino.



octenilin® žaizdų plovimo tirpalas, 350 ml

schülke-+

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.

1070 Viena | Austrija

Telefonas | Telefaksas +43 1 523 25 01-0 | -60

www.schuelke.at

